



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：2020/1/1

檢驗項目(中文/英文)	Benzodiazepine
醫令代碼	L0821
檢體類別	Urine
採檢容器及檢體量	尿液試管 40mL
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	可用塑膠(即聚丙烯、聚碳酸酯、聚乙烯)或玻璃容器蒐集尿液檢體。
檢驗操作方法/儀器	AU5800
可送檢時間	24 小時
報告完成時間	常規：24 小時 急件：1 小時
檢驗效能/干擾	1.尿液檢體合適的 pH 值為介於 3-11 之間。 2.分析冷凍檢體前，應先解凍並充分混合均勻。
檢體保存方式	1.非冷藏方式檢體可保存 7 天，冷藏方式可保存 30 天。 2.冷藏保存 30 天後，檢體應改為冷凍保存。
操作組別/ 檢驗諮詢分機	生化組(4301)
健保代碼/給付點數/ 自費價格	10527B/320/416
生物參考區間 (包含臨危值通報)	生物參考區間: ≤ 200 ng/ mL
臨床意義與用途： 新苯二氮(Benzodiazepine)類藥物為一群結構相似的鎮靜安眠藥，包含常見的 hlordiazepoxide、Diazepam與Oxazepam。不同新苯二氮類藥物具有不同的吸收率及藥效時間。 新苯二氮類藥物以口服為主，經由肝臟代謝，一些新苯二氮代謝物在藥理上屬活化態。新苯二 氮可加強其他中樞神經系統鎮靜劑藥效，如乙醇。	
備註:本院自行操作,可接受委託檢驗	