




佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：2019/07/08

檢驗項目(中文/英文)	抗 PM-Scl 抗體/Anti- PM-Scl antibody
醫令代碼	L09267
檢體類別	血清或血漿
採檢容器及檢體量	橘黃管單項量 0.5 ml 
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	血清或血漿，不需空腹，無收集時間限制，血清或血漿單項量 0.5 ml。 靜脈採血，血液完全凝固後，離心分離出血清或血漿。
檢驗操作方法/儀器	FEIA/UniCAP 250
可送檢時間	星期一至星期日：00:00-24:00
報告完成時間	7 天
檢驗效能/干擾	具溶血、黃疸（icterus）、脂血或菌血症的受檢者血清應避免使用。

檢體保存方式	室溫可保存 8 小時，2~8℃可保存 5 天。 若無法在 120 小時內檢驗，檢體應保存於- 20℃。
操作組別/ 檢驗諮詢分機	血清免疫組/4305
健保代碼/給付點數/ 自費價格	比照 12174B /507 點(自費價格 659 元)
生物參考區間 (包含臨危值通報)	Negative <7 U/ml <u>(生物參考區間)</u> ，Equivocal 7-10 U/ml，Positive>10 U/ml。 臨危值通報:無。
臨床意義與用途：PM -Scl 抗體 可於約 24% 的多發性肌炎/硬皮病(polymyositis/scleroderma, 簡稱 PM/SSc)重疊綜合症病人、8% 的多發性肌炎(polymyositis)病人及 3%的硬皮症(scleroderma)病人身上發現。PM-Scl 抗體對此疾病族群具有高度的特異性。PM-Scl 75 和 PM-Scl 100 被認為是此抗體的主要標的物。然而，實際上所有會與 PM-Scl 75 結合的抗體也會與 PM-Scl 100 反應。PM/SSc 重疊綜合症與良性和慢性的病程較為相關，低至中等劑量的皮質類固醇即有反應。Anti-PM-Scl 抗體的存在可預測有局部的皮膚受影響。	
備註:(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作) 可自行操作/可接受委託檢驗	