

檢驗項目(中文/英文)	梅毒抗體間接螢光染色法/FTA-ABS
適用檢體別	
採檢容器	金黃色蓋 SST 採血管
檢體採集量	2 mL
檢體保存方式	抽血後立即室溫送檢
採檢注意事項	
可送檢時間	24小時
報告完成時間	10天
操作組別/分機	血清室(院外代檢)/4305
檢驗操作方法/儀器	間接螢光抗體法 IFA
參考值(單位)	Negative
參考資料：	聯合檢驗目錄
<p>臨床意義與用途： 用作梅毒血清學檢查的確認試驗（尤其是後期梅毒）。 FTA-abs 在梅毒各期檢驗的敏感度：第一期梅毒：98% (70-100%) 第二期梅毒：100% 後期梅毒：96% 潛伏期梅毒：100% 若病人患有膠原血管病，易有偽陽性的結果。</p>	
<p>備註：</p>	