

檢驗項目(中文/英文)	免疫球蛋白 D /IgD
適用檢體別	血清
採檢容器	SST
檢體採集量	血清最少量 0.5mL
檢體保存方式	-20℃可保存 8 天
採檢注意事項	檢體應力求新鮮
可送檢時間	24 小時
報告完成時間	10 天
操作組別/分機	血清室(院外代檢)/4305 委外代檢單位：台北聯合醫事檢驗所
檢驗操作方法/儀器	SRID/Behring
參考值(單位)	Under 100 IU/mL
參考資料：	聯合檢驗目錄
臨床意義與用途： <p>IgD 可能與膠原自體疾病有關，真正的生理功能還不太清楚。上升於慢性感染、結締組織疾病及 IgD myeloma。下降於使用 phenytoin 及 AIDS，但是這一個檢查，本所使用 SRID，沒有檢測低值的功能。</p>	
備註：	