

檢驗項目(中文/英文)	鐵質染色/Iron Stain
適用檢體別	全血、骨髓
採檢容器	EDTA 紫頭管
檢體採集量	3mL
檢體保存方式	製作成玻片室溫運送
採檢注意事項	需新鮮檢體
可送檢時間	24 小時
報告完成時間	10 天
操作組別/分機	血液室(院外代檢)/4303 委外代檢單位：佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院
檢驗操作方法/儀器	細胞化學染色鏡檢法
參考值(單位)	Store : 1+ ~ 2+ Sideroblast : 30 ~ 50% Ringed Sideroblast : 0%
參考資料：	花蓮慈濟醫院檢驗手冊
臨床意義與用途： 目的為檢查骨髓中，巨噬細胞(macrophage)內之鐵貯存量，及紅血球前期細胞(normoblast)內含鐵顆粒的情形，以測量體內鐵質利用及貯存狀況。針對不明原因貧血而接受骨髓穿刺檢驗者，建議應執行此項檢驗。	
備註：	