



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113/9/30

檢驗項目(中文/英文)	網狀紅血球計數/Reticulocyte	
醫令代碼	080080000001	
檢體類別	血液	
採檢容器及檢體量	採檢容器：含 K ₂ EDTA 抗凝劑之真空採血試管(紫頭) 	檢體量：2mL
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、退件標準)	<ol style="list-style-type: none">採檢後請180度輕微搖晃8~10次，以利抗凝劑混合均勻退件標準<ul style="list-style-type: none">➢ 一般採血管之檢體量不足1.5mL。➢ 血液凝固之檢體。➢ 大量溶血。檢體需於1小時內完成檢驗	
檢驗操作方法/儀器	核酸染色及雷射光散射法/ SYSMEX XN-9000	
可送檢時間	24小時	
報告完成時間	急件：1小時。	
檢驗效能/干擾	<ol style="list-style-type: none">檢驗效能 AMR: 0.00-30.00%干擾 凝血及溶血。	
檢體運送及保存方式	<ol style="list-style-type: none">檢體運送:室溫1小時內完成檢驗	
操作組別/ 檢驗諮詢分機	臨床血液組/4303	
健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保代碼：08008C 給付點數：30點 自費價格：39元	
生物參考區間 (包含臨危值通報)	<ol style="list-style-type: none">兒童：0.5-4.0%。成人：0.59-2.07%。	

臨床意義與用途：

1. 網狀紅血球增加症：在貧血之情況下，若Reticulocytes增加，表示骨髓有反應，造血機能亢進，如溶血性貧血、缺鐵性貧血或惡性貧血症治療後，或大出血之恢復期。
2. 網狀紅血球正常：在貧血之情況下，若Reticulocytes正常，表示骨髓反應還不夠。大多因缺乏EPO或骨髓低反應所致。
3. 網狀紅血球減少症：在貧血之情況下，若Reticulocytes減少，表示骨髓反應不良，紅血球壽命縮短。如再生不良性貧血、惡性貧血或嚴重缺鐵性貧血等骨髓不再生性危險。

備註：(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作)

1. 自行操作
2. 可接受委託檢驗