




佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院  
服務資訊

更新日期：2024/10/25

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 檢驗項目(中文/英文)                   | Rh typing; Special blood group (RH typing) (C, D, E, c, e)   |
| 醫令代碼                          | 110090000001   |
| 檢體類別                          | Blood  |
| 採檢容器及檢體量                      | <br>EDTA tube 3 ml 1 管<br><br>Plain tube 8 – 10 mL 2 管 |
| 採檢注意事項<br>(包含影響檢驗性能、<br>退件標準) | 注意是否溶血，若發生溶血，請重新抽血   |
| 檢驗操作方法/儀器                     | 血球凝集法(試管法)   |
| 可送檢時間                         | 24 小時收檢  |
| 報告完成時間                        | 常規：1 天<br>急件：1 小時  |

|   |  |
|---|--|
| 檢驗效能/干擾   | 各血型抗原依其說明書方法測定                             |
| 檢體運送及保存方式   | 1. 檢體運送:常溫運送<br>2. 保存方式:操作完後於 1 ~ 6°C 冷藏保存 |
| 操作組別/<br>檢驗諮詢分機                                       | 血庫組/分機 4300                                |
| 健保代碼/給付點數/<br>自費價格                                    | 健保碼：11009B<br>健保(點)：300<br>自費(元)：390       |
| 生物參考區間<br>(包含臨危值通報)                                   | 無  |
| 臨床意義與用途：<br>偵測紅血球上 Rh 血型系統之抗原(特殊血型-D、E、C、e、c 次要血型之分型) |  |
| 備註：(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作)<br>自行操作，不接受委託及委外操作       |  |