



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113/10/23

檢驗項目(中文/英文)	困難梭狀桿菌培養/ Clostridium difficile culture
醫令代碼	130070000007
檢體類別	肛門檢體
採檢容器及檢體量	黑色培養棒 
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	室溫運送；若無法當日送達，請保存於 2~6℃。
檢驗操作方法/儀器	微生物培養/VITEK 2全自動微生物分析儀/MALDI-TOF質譜儀
可送檢時間	週一~週日 24Hrs
報告完成時間	No growth：五個工作天。 Growth：配合陽性生長，微生物鑑定後發出。
檢驗效能/干擾	6個月以上有臨床腹瀉並有服用抗生素的病人建議檢查。
檢體運送及保存方式	1. 室溫2小時內送達檢驗科。 2. 若檢體無法立即接種，需置於冰箱（2~6℃）保存，24小時內接種完成。
操作組別/ 檢驗諮詢分機	微生物組:4306/4356
健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保代碼：13007C 給付點數：200 自費價格：260
生物參考區間 (包含臨危值通報)	No Clostridium difficile 如培養出菌株，簡訊通知感染管制中心值班人員，以利相關隔離措施。
臨床意義與用途： 病患接受長期抗生素治療後，腸道菌叢改變而造成中度腹瀉，到十分嚴重的偽膜性腸炎，困難梭狀桿菌疾病的發生率從 5%到 20%，此微生物是一種伺機性的厭氧菌，當腸道內正常菌群環境被抗生素改變狀態中，趁機成長。	
備註： 自行操作	