




佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113/11/01

| | | |
|-------------------------------|---|----------|
| 檢驗項目(中文/英文) | 抗 PM-Scl抗體/Anti- PM-Scl antibody | |
| 醫令代碼 | 121740000005 | |
| 檢體類別 | 血清或血漿 | |
| 採檢容器及檢體量 |  | 橘黃管 3 ml |
| 採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準) | 血清或血漿，不需空腹，無收集時間限制，血清或血漿單項量 3 ml。靜脈採血，血液完全凝固後，離心分離出血清或血漿。 | |
| 檢驗操作方法/儀器 | FEIA/Phadia250 | |
| 可送檢時間 | 星期一至星期日：00:00-24:00 | |
| 報告完成時間 | 7 工作天 | |
| 檢驗效能/干擾 | 無。 | |
| 檢體運送及保存方式 | 檢體運送：常溫 保存方式： 1.血清/血漿室溫可保存8小時。 2.血清/血漿冷藏(2-8°C)可保存二星期。 3.血清/血漿冷凍-20°C 可長期保存。 | |
| 操作組別/ 檢驗諮詢分機 | 血清免疫組/4316 | |
| 健保代碼/給付點數/ 自費價格 | 比照 12174B /507 點(自費價格 659 元) | |
| 生物參考區間 (包含臨危值通報) | Negative <7 U/ml。 臨危值通報:無。 | |
| 臨床意義與用途： | <p>PM -Scl抗體 可於約 24% 的多發性肌炎/硬皮病(polymyositis/scleroderma, 簡稱 PM/SSc)重疊綜合症病人、8% 的多發性肌炎(polymyositis)病人及 3%的硬皮症(scleroderma)病人身上發現。PM-Scl 抗體對此疾病族群具有高度的特異性。PM-Scl 75 和 PM-Scl 100 被認為是此抗體的主要標的物。然而，實際上所有會與 PM-Scl 75 結合的抗體也會與 PM-Scl 100 反應。PM/SSc 重疊綜合症與良性和慢性的病程較為相關，低至中等劑量的皮質類固醇即有反應。Anti-PM-Scl 抗體的存在可預測有局部的皮膚受影響。</p> | |

備註: (包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作)
可自行操作/可接受委託檢驗。