



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113/11/01

檢驗項目(中文/英文)	抗Ro抗體/ Anti-Ro antibody	
醫令代碼	120640000001	
檢體類別	血清或血漿	
採檢容器及檢體量		橘黃管單項量 3 ml
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	血清或血漿，不需空腹，無收集時間限制。靜脈採血，血液完全凝固後，離心分離出血清或血漿。	
檢驗操作方法/儀器	FEIA/Phadia250	
可送檢時間	星期一至星期日：00:00-24:00	
報告完成時間	7 工作天	
檢驗效能/干擾	無。	
檢體運送及保存方式	檢體運送：常溫 保存方式： 1.血清/血漿室溫可保存 8 小時。 2.血清/血漿冷藏(2-8°C)可保存二星期。 3.血清/血漿冷凍-20°C 可長期保存。	
操作組別/ 檢驗諮詢分機	血清免疫組/4316	
健保代碼/給付點數/ 自費價格	12064B/561 點(檢驗 Ro/La/Ce 自費價格 729 元)	
生物參考區間 (包含臨危值通報)	Negative <7 IU/ml 臨危值通報:無。	
臨床意義與用途：	抗核抗體(ANA)的測定對於結締組織疾病的臨床診斷極為重要。檢測 SS-A/Ro 抗體對於全身紅斑性狼瘡 (systemic lupus erythematosus, SLE) (盛行率 40-50 %)和薛格連氏症候群(Sjögren's syndrome) (對於原發性薛格連氏症候群的盛行率為 60-75 %)的臨床診斷有其重要性及意義。研究指出其與某些疾病的次分類有很緊密的關聯，像是亞急性皮膚性紅斑性狼瘡(subacute cutaneous LE)、新生兒紅斑性狼瘡(neonatal lupus erythematosus)或薛格連氏症候群的血管炎	

(vasculitis in Sjögren's syndrome)。抗 SS-A/Ro 可能是唯一會出現於全身紅斑性狼瘡或薛格連氏症候群患者的抗體，若無法評估抗 SS-A/Ro 於診斷上會造成其他檢測法無法彌補的漏洞。

備註: (包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作)
可自行操作/可接受委託檢驗。