



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：114/10/22

| | |
|------------------------------|---|
| 檢驗項目(中文/英文) | 特殊過敏原 IgE/ Allergen-specific IgE |
| 醫令代碼 | 120310000001 |
| 檢體類別 | 血清或血漿 |
| 採檢容器及檢體量 | 橘黃管單項量 3 ml  |
| 採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、退件標準) | 檢體可使用從靜脈或微血管取得的血清和血漿 (EDTA 或肝素)，需遵守標準流程採集及處理血液檢體。 |
| 檢驗操作方法/儀器 | FEIA/Phadia250 |
| 可送檢時間 | 星期一至星期日：00:00-24:00 |
| 報告完成時間 | 7工作天 |
| 檢驗效能/干擾 | 無。 |
| 檢體運送及保存方式 | 檢體運送條件：室溫運送 檢體保存方式： 1. 血清/血漿室溫可保存8小時。 2. 血清/血漿冷藏(2-8°C)可保存一星期。 3. 血清/血漿冷凍-20°C 可長期保存。 |
| 操作組別/ 檢驗諮詢分機 | 血清免疫組/4316 |
| 健保代碼/給付點數/ 自費價格 | 30022C/1620 點(自費價格 1620 元) |
| 生物參考區間 (包含臨危值通報) | Negative : <0.35 kU/l。 臨危值通報:無。 |
| 臨床意義與用途： | 患有外源性氣喘、花粉熱或異位性濕疹的病人，一旦暴露在特定過 敏原下，症狀會立即發作。此種即發性(異位性或過敏性)的過敏是血清中特定類別的免疫球蛋白 IgE 抗體的功能造成。 |
| 備註:(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作) | 可自行操作/可接受委託檢驗。 |