



服務資訊

更新日期：114.10.30

檢驗項目(中文/英文)	腸道病毒檢測 PCR(BD MAX) BD MAX Enteric Bacterial panel
醫令代碼	BDMAXLDNAQ02
檢體類別	糞便
採檢容器及檢體量	 檢便盒，採取約一拇指節大小。
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	採檢後立即將檢體以室溫傳送(18-25
檢驗操作方法/儀器	BD MAX
可送檢時間	星期一至星期日
報告完成時間	三個工作天
檢驗效能/干擾	錯誤的測試結果可能由標本採集不當、未遵循建議的樣品採集程式、處理或貯存、技術誤差、樣本混淆、或者起始原料濃度不夠引起。
檢體運送及保存方式	檢體運送：室溫。 樣本能儲存於 2-8 °C 環境至多 5 天，或 2-25 °C 環境至多 24 小時。
操作組別/ 檢驗諮詢分機	分子診斷組/4318
健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保代碼：12183C、12183C 給付點數：1200 自費價格：1560
生物參考區間 (包含臨危值通報)	Negative。
<p>臨床意義與用途：</p> <p>BD MAX 腸道病毒檢測套組能檢測下列病原體核酸：諾羅病毒GI & GII(Norovirus GI & GII)、輪狀病毒A(Rotavirus A)、腺病毒F40/41(Adenovirus F40/41)、沙波病毒(Sapovirus基因型組I、II、IV、V)、人類星狀病毒(hAstro)測試是針對疑似急性腸胃炎、腸炎或結腸炎的症狀患者，採用未經處理之軟至腹瀉糞便樣本，或以Cary-Blair處理的糞便樣本進行。透過即時聚合酶鏈反應直接對樣本進行檢測。該測試使用螢光基因特異性雜交探針，檢測擴增的DNA。</p>	
<p>備註：本院自行操作，不接受院外代檢</p>	

