

佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期:114.10.30

檢驗項目(中文/英文)	腸道病毒檢測 PCR(BD MAX) BD MAX Enteric Bacterial panel
醫令代碼	BDMAXLDNAQ02
檢體類別 ————————————————————————————————————	糞便
採檢容器及檢體量	檢便盒,採取約一拇指節大小。
採檢注意事項	
(包含影響檢驗性能、	採檢後立即將檢體以室溫傳送(18-25
退件標準)	
檢驗操作方法/儀器	BD MAX
可送檢時間	星期一至星期日
報告完成時間	三個工作天
檢驗效能/干擾	錯誤的測試結果可能由標本採集不當、未遵循建議的樣品採集程式、處 理或貯存、技術誤差、樣本混淆、或者起始原料濃度不夠引起。
檢體運送及保存方式	檢體運送:室溫。 樣本能儲存於 2-8°C 環境至多 5 天,或 2-25°C 環境至多 24 小時。
操作組別/	分子診斷組/4318
檢驗諮詢分機	N 1 の 圏 (公正/すび10
健保代碼/給付點數/	健保代碼:12183C、12183C
自費價格	給付點數: 1200
	自費價格: 1560
生物參考區間	Negative •
(包含臨危值通報)	

臨床意義與用途:

BD MAX 腸道病毒檢測套組能檢測下列病原體核酸:諾羅病毒GI & GII(Norovirus GI & GII)、輪狀病毒A(Rotavirus A)、腺病毒F40/41(Adenovirus F40/41)、沙波病毒(Sapovirus基因型組I、II、 $IV \times V$)、人類星狀病毒(hAstro)測試是針對疑似急性腸胃炎、腸炎或結腸炎的症狀患者,採用未經處理之軟至腹瀉糞便樣本,或以Cary-Blair處理的糞便樣本進行。透過即時聚合酶鏈反應直接

對樣本進行檢測。該測試使用螢光基因特異性雜交探針,檢測擴增的DNA。

備註:本院自行操作,不接受院外代檢