

## 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 服務資訊

更新日期:114.10.30

	文利 日朔 · 114.10.30
檢驗項目(中文/英文)	肺炎黴漿菌PCR/Mycoplasma pneumoniae PCR
醫令代碼	121820000037
	121820000038
檢體類別	Bronchial wash · Sputum
採檢容器及檢體量	
	15mL 無菌尖底離心管(Bronchial wash檢體量: 1~2mL)
	The same of the sa
	50mL 無菌尖底離心管(Sputum檢體量:1~2mL)
	採檢注意事項:
採檢注意事項	1.採檢後立即將檢體以室溫傳送(18-25℃)
(包含影響檢驗性能、	2.此項目不需空腹。
退件標準)	退件標準:(A)檢體clot 或溶血 (B)冷凍之檢體 (C)檢體外漏,須重新採樣。
檢驗操作方法/儀器	PCR
可送檢時間	星期一至星期五
報告完成時間	7個工作天
檢驗效能/干擾	干擾物質:溶血檢體可能干擾血液類檢體的PCR 反應;檢體外漏可能 會對無菌區檢體(例如: CSF 等)之檢驗結果造成偽陰或偽陽性的結果。
<mark>檢體運送及</mark> 保存方式	<mark>檢體運送:室溫</mark> 。 保存方式:冷藏(2-8°C)。
操作組別/ 檢驗諮詢分機	分子診斷組/4318
健保代碼/給付點數/ 自費價格	12182C /1000 點
生物參考區間	参考值:Undetected.
(包含臨危值通報)	臨危值:此項目無臨危值。
昨庆音盖朗田冷:	

## 臨床意義與用途:

肺炎黴漿菌(M. pneumoniae) 感染後主要引起呼吸道症狀,例如:咽喉炎、支氣管炎與肺炎。 臨床上,黴漿菌性肺炎又稱為原發性非典型肺炎,可經由飛沫傳染,少數菌落即可發病,一年 四季皆會出現。因此,提供快速分子檢驗(PCR),可協助臨床醫師釐清非典型肺炎致病原因,協助臨床醫師正確診斷及治療。

備註:本院自行操作,可接受委託檢驗。