



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：115/03/19

檢驗項目(中文/英文)	中性脂肪染色/Neutral Fat (Sudan III) 脂肪酸檢查/Fatty Acid 澱粉/Starch		
醫令代碼	Neutral Fat： 070050000001 Fatty Acid：070060000001 Starch：070040000001		
檢體類別	糞便		
採檢容器及檢體量	 <p>採檢容器 檢便盒。 檢體量 採取約一個拇指節大小。</p>		
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	檢體請勿使用衛生紙包裹或沾到水或尿液，以避免水或尿液的污染。		
檢驗操作方法/儀器	Microscopy。		
可送檢時間	24 小時收件。		
報告完成時間	3 天。		
檢驗效能/干擾	勿使用衛生紙包裹或沾到水或尿液，以避免水或尿液的污染。		
檢體運送及保存方式	檢體運送條件:室溫運送。 檢體保存方式: 2-8°C 冷藏保存。		
操作組別/ 檢驗諮詢分機	門診鏡檢組/分機：4307		
健保代碼/給付點數/ 自費價格	Neutral Fat 健保代碼：07005C 給付點數：20 自費價格：26	Fatty Acid 健保代碼：07006C 給付點數：20 自費價格：26	Starch 健保代碼：07004C 給付點數：20 自費價格：26
生物參考區間 (包含臨危值通報)	Neutral Fat ： Under Trace。 Fatty Acid ： Under Trace。 Starch ： Negative。		
臨床意義與用途：	<ol style="list-style-type: none"> 1. Neutral Fat：測定糞便中是否出現過多的脂肪顆粒。 2. Fatty Acid：作為脂肪性下痢的診斷參考。 3. Starch：可知腸胃消化道中分解澱粉的功能如何。 		

備註:(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作)

委託聯明檢驗所檢驗

<http://www.ucl.com.tw/webshop/shop/ServiceQueryInfo.asp?GoodsID=D0102006&GoodstypeID=D0&MiddleID=D010>