

佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 服務資訊

更新日期:113/10/22

檢驗項目(中文/英文)	KOH Preparation 細菌顯微鏡檢查(疥瘡)
醫令代碼	130170000001
檢體類別	皮膚皮屑 (Skin)
採檢容器及檢體量	採檢容器 : 標本瓶。 檢體量: 皮屑數片。
採檢注意事項	
(包含影響檢驗性能、	立即送檢。
退件標準)	
檢驗操作方法/儀器	人工鏡檢法。
可送檢時間	24 小時收件。
報告完成時間	24 小時。
檢驗效能/干擾	皮膚刮屑氫氧化鉀顯微鏡檢查的敏感度較低,因此即使沒有找到疥蟲相關證據,並無法排除疥瘡的可能。
檢體運送及保存方式	檢體運送條件:室溫運送。
	檢體保存方式:15℃~30℃室溫。
操作組別/	門診鏡檢組/分機 4307
檢驗諮詢分機	
健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保代碼:13017C
	給付點數:70
	自費價格:98
生物參考區間 (包含臨危值通報)	Not found •
此古立 差	

臨床意義與用途:

皮膚刮屑氫氧化鉀顯微鏡檢查,是診斷疥瘡的重要方法。

備註:(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作)

自行操作。

E6A0021968-G2