



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113/10/22

檢驗項目(中文/英文)	中性脂肪染色/Neutral Fat (Sudan III) 脂肪酸檢查/Fatty Acid 澱粉/Starch		
醫令代碼	Neutral Fat： 070050000001 Fatty Acid：070060000001 Starch：070040000001		
檢體類別	糞便		
採檢容器及檢體量	 採檢容器 檢便盒。 檢體量 採取約一個拇指節大小。		
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	檢體請勿使用衛生紙包裹或沾到水或尿液，以避免水或尿液的污染。		
檢驗操作方法/儀器	Microscopy。		
可送檢時間	24 小時收件。		
報告完成時間	3 天。		
檢驗效能/干擾	勿使用衛生紙包裹或沾到水或尿液，以避免水或尿液的污染。		
檢體運送及保存方式	檢體運送條件:室溫運送。 檢體保存方式: 2-8℃ 冷藏保存。		
操作組別/ 檢驗諮詢分機	門診鏡檢組/分機：4307		
健保代碼/給付點數/ 自費價格	Neutral Fat 健保代碼：07005C 給付點數：20 自費價格：26	Fatty Acid 健保代碼：07006C 給付點數：20 自費價格：26	Starch 健保代碼：07004C 給付點數：20 自費價格：26
生物參考區間 (包含臨危值通報)	Neutral Fat ：Under Trace。 Fatty Acid ：Under Trace。 Starch ：Negative。		
臨床意義與用途： 1. Neutral Fat：測定糞便中是否出現過多的脂肪顆粒。 2. Fatty Acid：作為脂肪性下痢的診斷參考。 3. Starch：可知腸胃消防化道中分解澱粉的功能如何。			

備註: (包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作)

委託聯明檢驗所檢驗

<http://www.ucl.com.tw/webshop/shop/ServiceQueryInfo.asp?GoodsID=D0102006&GoodstypeID=D0&MiddleID=D010>

E6A0021968-G2