



# 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

## 服務資訊

更新日期：113/10/22

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 檢驗項目(中文/英文)                                                                                                                      | 中文：凝固時間<br>英文：Cloting time                                                                                                                                                                                                                |
| 醫令代碼                                                                                                                             | 080200000001                                                                                                                                                                                                                              |
| 檢體類別                                                                                                                             | Human                                                                                                                                                                                                                                     |
| 採檢容器及檢體量                                                                                                                         | 請病患持檢驗單到檢驗醫學科 2F 門診抽血站檢查。<br>病房請由護理人員列印條碼到檢驗醫學科 2F 抽血站檢查。                                                                                                                                                                                 |
| 採檢注意事項<br>(包含影響檢驗性能、<br>退件標準)                                                                                                    | 指血液完成凝固所需時間。此項檢查係測內在路徑之初步檢驗。血液於整個內在路徑的凝固作用需 5 min，其中大部份的時間均花在第一階段(Stage1)，反應之 thromboplastin 之形成約需 3~5 min，其餘之第二階段(Stage 2)之 Thrombin 形成及第三階段(Stage 3)之 Fibrin 生成合計才佔 2~5 秒，故此項測定較能反映出內在路徑之 Thromboplastin 生成是否異常，而對第二、三 階段之共同路徑是否異常較不敏感。 |
| 檢驗操作方法/儀器                                                                                                                        | IVY Method 手工操作。                                                                                                                                                                                                                          |
| 可送檢時間                                                                                                                            | 7：00-16：00                                                                                                                                                                                                                                |
| 報告完成時間                                                                                                                           | 1 小時                                                                                                                                                                                                                                      |
| 檢驗效能/干擾                                                                                                                          | N/A。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 檢體運送及保存方式                                                                                                                        | N/A。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 操作組別/<br>檢驗諮詢分機                                                                                                                  | 門診鏡檢組/分機 4308                                                                                                                                                                                                                             |
| 健保代碼/給付點數/<br>自費價格                                                                                                               | 健保代碼：08020C<br>給付點數：40<br>自費價格：52                                                                                                                                                                                                         |
| 生物參考區間<br>(包含臨危值通報)                                                                                                              | 3.0 - 5.0 分鐘。                                                                                                                                                                                                                             |
| 臨床意義與用途：<br>凝固時間延長於下列幾種情況：2、5、8、9、11、12 等因子缺乏(嚴重肝病)、DIC、低纖維蛋白原血症，Vit K 缺乏(阻塞性黃疸症)、重度血友病(輕度者 CT 正常)、抗凝血劑 Heparin 或 Anti-Vit K 治療。 |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 備註：(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作)<br>自行操作。                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |