



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113/01/31

檢驗項目(中文/英文)	A 型肝炎病毒 IgM 抗體/Anti-HAV IgM	
醫令代碼	1403900000001	
檢體類別	血清	
採檢容器及檢體量	橘黃管 2 ml	
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	遵照例行的流程以靜脈穿刺來收集所有的血液檢體。	
檢驗操作方法/儀器	化學冷光微粒免疫分析技術 (CMIA) / ABBOTT/Alinity i	
可送檢時間	星期一至星期日：00:00-24:00	
報告完成時間	3 個工作天	
檢驗效能/干擾	嚴重溶血、黃疸、脂血的受檢者血清應避免使用。	
檢體運送及保存方式	檢體運送:常溫立即送檢 保存方式:2~8°C可保存 7 天。若無法在 7 天內檢驗，檢體應分裝保	

	存於- 10°C。
操作組別/ 檢驗諮詢分機	生化組(4301)
健保代碼/給付點數/ 自費價格	14039C /240 點(自費價格 312 元)
生物參考區間 (包含臨危值通報)	Negative <0.8 S/CO，Equivocal 0.8-1.2 S/CO，Positive> 1.2S/CO。 臨危值通報: Equivocal 及 Positive 結果，系統會發出簡訊主動通知感控中心及醫師，其陽性檢體分裝保存。
臨床意義與用途： 本檢驗可測定人類血清和血漿中的IgM anti-HAV。A型肝炎具有自癒性，且感染後，尤其是兒童，通常無明顯徵狀。A型肝炎病毒（HAV）感染症狀在臨床上可能無法與B型或C型肝炎病毒感染區別，因此，血清學檢測成為做出適當診斷的重要工具。在HAV感染的急性發病期，患者血清會出現IgM anti-HAV，且大多在症狀發生後即可偵測到。多數案例中的IgM anti-HAV反應通常在發病後的第一個月達到尖峰，並可持續長達六個月。	
備註: 自行操作、可接受委託檢驗	