



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113/01/31

檢驗項目(中文/英文)	B 型肝炎 e 抗原/ HBeAg	
醫令代碼	140350000001	
檢體類別	血清	
採檢容器及檢體量	橘黃管 2 ml	
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	遵照例行的流程以靜脈穿刺來收集所有的血液檢體。	
檢驗操作方法/儀器	化學冷光微粒免疫分析技術 (CMIA) /ABBOTT/Alinity i	
可送檢時間	星期一至星期日：00:00-24:00	
報告完成時間	3 個工作天	
檢驗效能/干擾	嚴重溶血、黃疸、脂血的受檢者血清應避免使用。	
檢體運送及保存方式	檢體運送:常溫立即送檢 保存方式:2~8°C可保存 7 天。若無法在 7 天內檢驗，檢體應分裝保	

	存於- 20°C。
操作組別/ 檢驗諮詢分機	生化組(4301)
健保代碼/給付點數/ 自費價格	14035C /250 點(自費價格 325 元)
生物參考區間 (包含臨危值通報)	Negative <1.0 S/CO，Positive ≥1.0 S/CO。 臨危值通報:無。
<p>臨床意義與用途：HBeAg之偵測可監控B型肝炎病毒感染進程。HBeAg在B型肝炎病毒感染初期表面抗原HBsAg出現後能被偵測出。於急性感染時，此兩種抗原效價會在病毒複製期間迅速增加。HBeAg的存在與感染性病毒(鄧氏顆粒)數量增加、肝細胞核中病毒核心粒子的發生及血清中B型肝炎病毒專一性DNA及DNA聚合酶的存在相關。HBeAg可能會持續與HBsAg共存於慢性B型肝炎病毒感染。然而，部分慢性B型肝炎病患血清偵測不出HBeAg；只有HBeAg抗體陽性(anti-HBe)。這些病患也有可能是B型肝炎病毒DNA陽性。</p>	
<p>備註：自行操作、可接受委託檢驗</p>	