



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113.01.31

檢驗項目(中文/英文)	HbA1c
醫令代碼	090060000001
檢體類別	Blood
採檢容器及檢體量	紫頭(EDTA)管 2ml。
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	1.遵照例行的流程以靜脈穿刺來收集所有的血液檢體。 2.建議禁食 8 小時。
檢驗操作方法/儀器	HA-8180V
可送檢時間	24 小時
報告完成時間	常規：8 小時內完成 急件：1 小時
檢驗效能/干擾	脂血、黃疸檢體不會影響報告結果。
檢體運送及保存方式	檢體運送:常溫立即送檢 保存方式:室溫 8 小時，冷藏於 2-8°C 可保 7 天。
操作組別/ 檢驗諮詢分機	生化組(4301)
健保代碼/給付點數/ 自費價格	09006C/200/260
生物參考區間 (包含臨危值通報)	生物參考區間：4-5.6% 罹患糖尿病風險增加(pre-diabetes)：5.7~6.4% 糖尿病 \geq 6.5%
臨床意義與用途：	HbA1c 之比例可反映出最近 2~3 個月平均之血糖濃度，藉以用來長期監控糖尿病患血糖。HbA1c 的濃度與血糖濃度及紅血球在循環中的生命週期成比例，因此臨床上 HbA1c 的測定被廣泛認為可以作為對糖尿病的管理依據。正常人血液約有 3~6%的血紅素被醣化成 HbA1c，至於糖尿病患者，則隨血糖升高，其 HbA1c 可能提高達 2~3 倍。
備註:	本院自行操作,可接受委託檢驗