



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113/1/31

檢驗項目(中文/英文)	Lipase
醫令代碼	090640000001、090640000002、090640000003、090640000004
檢體類別	Blood
採檢容器及檢體量	黃頭管或綠頭管 2mL
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	遵照例行的流程以靜脈穿刺來收集所有的血液檢體。
檢驗操作方法/儀器	DxC700AU/AU5800
可送檢時間	24 小時
報告完成時間	常規：8 小時 急件：1 小時
檢驗效能/干擾	1. 檢體離心後須確認無 fibrin 以免影響報告結果 2. 脂血, 溶血, 黃疸檢體會影響報告結果 3. 經靜脈或皮下注射肝素後, 會造成Lipase上升 4. 巨球蛋白血症Waldeström's macroglobulinemia, 可能導致不可靠的結果
檢體運送及保存方式	檢體運送條件:室溫運送 檢體保存方式:冷藏 2-8°C 4 天
操作組別/ 檢驗諮詢分機	生化組(4301)
健保代碼/給付點數/ 自費價格	09064C/150/195
生物參考區間 (包含臨危值通報)	生物參考區間: 11-82 U/L。
臨床意義與用途： 檢測血清中的解脂酶活性可被用於急性胰臟炎和胰臟損傷的診斷與治療。	
備註:本院自行操作,可接受委託檢驗	

