



# 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

## 服務資訊

更新日期：113/01/31

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 檢驗項目(中文/英文)                   | 亞甲基雙氧甲基安非他命/MDMA   |
| 醫令代碼                          | 108010000003   |
| 檢體類別                          | Urine  |
| 採檢容器及檢體量                      | 白蓋尖底管 10mL   |
| 採檢注意事項<br>(包含影響檢驗性能、<br>退件標準) | 收集尿液檢體於乾淨的容器中。不需添加任何防腐劑。   |
| 檢驗操作方法/儀器                     | 快篩   |
| 可送檢時間                         | 24 小時  |
| 報告完成時間                        | 常規：4 小時內完成<br>急件：1 小時  |
| 檢驗效能/干擾                       | 檢驗之前必須將冷藏的尿液檢體回溫到室溫。若檢體中有沈澱物應過濾、離心或者靜置，取其澄清液測試。回溫之尿液檢體應馬上檢驗。   |
| 檢體運送及保存方式                     | 檢體運送：常溫立即送檢<br>保存方式：冷藏於 2-8°C 可保存 48 小時  |
| 操作組別/<br>檢驗諮詢分機               | 生化組(4301)  |
| 健保代碼/給付點數/<br>自費價格            | 10801B/250/325   |
| 生物參考區間<br>(包含臨危值通報)           | Negative。  |
| 臨床意義與用途：                      | 3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命(MDMA，搖頭丸)及其代謝物質是一種中樞神經刺激劑，除了具有安非他命類藥物刺激中樞神經之特性外，也另具有迷幻藥(Hallucinogen)之效果。與甲基安非他命一樣，3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命還會有咬緊牙關、磨牙、瞳孔放大、出汗、焦慮、視線模糊、嘔吐、血壓上升、心跳加快等作用，過量時可能會造成心臟衰竭。3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命以藥丸或膠囊之方式攝入，由尿液排出此毒品及其代謝物質。 |
| 備註:                           | 本院自行操作,可接受委託檢驗   |

