



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113.01.31

檢驗項目(中文/英文)	TBI
醫令代碼	090290000006、090290000005
檢體類別	Blood
採檢容器及檢體量	黃頭管或綠頭管 2mL
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	遵照例行的流程以靜脈穿刺來收集所有的血液檢體。
檢驗操作方法/儀器	DxC700AU/AU5800
可送檢時間	24 小時
報告完成時間	常規：8 小時內完成 急件：1 小時
檢驗效能/干擾	1.檢體離心後須確認無 fibrin 以免影響報告結果 2.脂血,溶血檢體會影響報告結果
檢體運送及保存方式	檢體運送條件:室溫運送 檢體保存方式:暴露於陽光直射下會在一小時內降低 50%膽紅素濃度。避光環境下，血清中的膽紅素在 2-8°C 下儲存，可保持穩定 3 天。
操作組別/ 檢驗諮詢分機	生化組(4301)
健保代碼/給付點數/ 自費價格	09029C/50/65
生物參考區間 (包含臨危值通報)	生物參考區間:0.3-1.0 mg/dL。
臨床意義與用途： 總膽紅素是正常和異常的紅血球在破壞過程中所形成的有機化合物之一。總膽紅素的檢測有助於肝臟、溶血性、血液與肝炎等代謝性疾病的診斷與治療。	
備註:本院自行操作,可接受委託檢驗	