



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113/01/31

檢驗項目(中文/英文)	運鐵蛋白/Transferrin
醫令代碼	120480000001
檢體類別	Blood
採檢容器及檢體量	黃頭管 2mL
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	遵照例行的流程以靜脈穿刺來收集所有的血液檢體。
檢驗操作方法/儀器	AU5800
可送檢時間	24 小時
報告完成時間	常規：8 小時內完成 急件：1 小時
檢驗效能/干擾	檢體離心後須確認無fibrin以免影響報告結果。
檢體運送及保存方式	檢體運送：常溫立即送檢 保存方式：冷藏於 2-8℃可保存 4 天
操作組別/ 檢驗諮詢分機	生化組(4301)
健保代碼/給付點數/ 自費價格	12048B/275/358
生物參考區間 (包含臨危值通報)	生物參考區間：203~362 mg/dL。

臨床意義與用途：

血漿中的鐵主要被運鐵蛋白攜帶著。血清中有50-70%的鐵結合在運鐵蛋白上。運鐵蛋白有兩個鐵結合部位。運鐵蛋白主要由肝臟合成，但不是僅由肝臟合成。在缺鐵時，血漿運鐵蛋白濃度會升高；在鐵過多時，運鐵蛋白濃度會降低。在缺鐵性貧血中，血漿運鐵蛋白濃度會升高。在妊娠後期和服用避孕藥時，運鐵蛋白的濃度會升高。在與蛋白流失增加有關的情況，例如腎病綜合症、慢性腎疾病、嚴重燒傷、蛋白缺乏狀態、慢性肝病中，運鐵蛋白濃度會降低。運鐵蛋白在發炎狀態或重大疾病期間，它會減少。

備註:本院自行操作,可接受委託檢驗