



# 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

## 服務資訊

更新日期：113/09/30

檢驗項目(中文/英文)	血液瘧原蟲檢查/Malaria smear	
醫令代碼	080070000001	
檢體類別	血液	
採檢容器及檢體量	 採檢容器：紫頭真空採血管(K <sub>2</sub> EDTA)	檢體量：2 mL
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	1. 採檢後請180度輕微搖晃8~10次，以利抗凝劑混合均勻 2. 退件標準 ➢ 一般採血管之檢體量不足0.5mL。 ➢ 血液凝固之檢體。	
檢驗操作方法/儀器	人工鏡檢/顯微鏡	
可送檢時間	24小時。	
報告完成時間	8小時內完成。	
檢驗效能/干擾	干擾： ➢ 凝血。 ➢ 厚片紅血球會被溶解，使原蟲露出，因而較易被發現，但是易與血小板混淆。	
檢體運送及保存方式	1. 檢體運送：室溫。 2. 室溫保存8小時。 3. 2~8℃保存24小時。	
操作組別/ 檢驗諮詢分機	血液組/4303	
健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保代碼：08007C 給付點數：50點 自費價格：65元	
生物參考區間 (包含臨危值通報)	1. 生物參考區間 無 2. 臨危值	

	Was found
<b>臨床意義與用途：</b> <p>瘧疾是一種可致命的嚴重疾病，由瘧原蟲屬的寄生蟲引致，包括惡性瘧原蟲、三日瘧原蟲、卵狀瘧原蟲、間日瘧原蟲及諾氏瘧原蟲。這種疾病常見於氣候溫暖的地區，如非洲、東南亞及南美洲等熱帶及亞熱帶地區。</p> <p>如須前往瘧疾流行的地區，應在出發前最少 6 個星期諮詢醫生的意見，以便採取預防措施及於需要時獲取預防瘧疾的藥物。現時的藥物可有效治療瘧疾，但及早確診和治療對徹底治癒瘧疾尤為重要。</p>	
<b>備註：(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作)</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 自行操作</li><li>2. 可接受委託檢驗</li></ol>	