



# 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

## 服務資訊

更新日期：114/12/22

檢驗項目(中文/英文)	Kidd 血型抗原 / Kidd typing
醫令代碼	110080000002
檢體類別	Blood
採檢容器及檢體量	 EDTA tube 3 ml  Plain tube 8 – 10 mL 2 管
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	注意是否溶血，若發生溶血，請重新抽血
檢驗操作方法/儀器	血球凝集法(試管法)
可送檢時間	24 小時
報告完成時間	7 天
檢驗效能/干擾	室溫反應 5~15 分鐘，離心判讀
檢體運送及保存方式	1. 檢體運送:室溫運送 2. 保存方式:操作完後於 1~6°C 冷藏保存
操作組別/ 檢驗諮詢分機	血庫組/分機 4300
健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保碼：11008B 健保(點)：315 自費(元)：410
生物參考區間 (包含臨危值通報)	無

**臨床意義與用途：**

1. 篩檢出紅血球血品中含有Kidd抗體之相對抗原。
2. 病患紅血球上的 Kidd 血型抗原測定。

**備註: (包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作)**

委外高雄捐血中心操作