




佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院
服務資訊

更新日期：2024/10/25

檢驗項目(中文/英文)	Kidd 血型抗原 / Kidd typing
醫令代碼	110080000002
檢體類別	Blood
採檢容器及檢體量	 EDTA tube 3 ml  Plain tube 8 – 10 mL 2 管
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	注意是否溶血，若發生溶血，請重新抽血
檢驗操作方法/儀器	血球凝集法(試管法)
可送檢時間	24 小時
報告完成時間	7 天
檢驗效能/干擾	室溫反應 5~15 分鐘，離心判讀
檢體運送及保存方式	1. 檢體運送:常溫運送

	2. 保存方式:操作完後於 1 ~ 6°C 冷藏保存
操作組別/ 檢驗諮詢分機	血庫組/分機 4300
健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保碼：11008B 健保(點)：315 自費(元)：410
生物參考區間 (包含臨危值通報)	無
<p>臨床意義與用途：</p> <p>1.篩檢出紅血球血品中含有Kidd抗體之相對抗原。</p> <p>2.病患紅血球上的 Kidd 血型抗原測定。</p>	
<p>備註: (包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作)</p> <p>委外高雄捐血中心操作</p>	