




佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113/11/02

檢驗項目(中文/英文)	抗Scl-70 ^S 抗體/ Anti-Scl-70 ^S antibody	
醫令代碼	121740000001	
檢體類別	血清或血漿	
採檢容器及檢體量		橘黃管單項量 3 ml
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	血清或血漿，不需空腹，無收集時間限制。靜脈採血，血液完全凝固後，離心分離出血清或血漿。	
檢驗操作方法/儀器	FEIA/Phadia250	
可送檢時間	星期一至星期日：00:00-24:00	
報告完成時間	7 工作天	
檢驗效能/干擾	無。	
檢體運送及保存方式	檢體運送：常溫	
	保存方式： 1.血清/血漿室溫可保存 8 小時。 2.血清/血漿冷藏(2-8℃)可保存二星期。 3.血清/血漿冷凍-20℃ 可長期保存。	
操作組別/ 檢驗諮詢分機	血清免疫組/4316	
健保代碼/給付點數/ 自費價格	12174B/507 點(檢驗 Scl-70 自費價格 659 元)	
生物參考區間 (包含臨危值通報)	Negative <7 IU/ml 臨危值通報:無。	
抗核抗體 (ANA) 的測定對於結締組織疾病的臨床診斷極為重要，Scl-70 抗體是硬皮症(尤其是擴散型；出現頻率可達 70%)特有的特異性生物標記。		
備註:(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作) 可自行操作/可接受委託檢驗。		