



# 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

## 服務資訊

更新日期：113/11/13

檢驗項目(中文/英文)	退伍軍人桿菌抗原/ Legionella Ag
醫令代碼	121910000001
檢體類別	Urine
採檢容器及檢體量	15 mL 無菌尖底管 (藍蓋/綠蓋) 
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	尿液檢體以標準容器收集，如果 24 小時內做分析，可儲存在室溫 (15-30°C)。測試前在 2-8°C 可儲存 14 天或在 -10°C 到 -20°C 可儲存更久。可使用硼酸保存。
檢驗操作方法/儀器	免疫色層分析膜試驗/人工操作
可送檢時間	星期一至星期日：00:00-24:00
報告完成時間	3 個工作天
檢驗效能/干擾	無
檢體運送及保存方式	<p><b>檢體運送條件：</b>室溫運送</p> <p><b>檢體保存方式：</b></p> <p>1、24 小時內做分析，可儲存在室溫 (15-30°C)。</p> <p>2、2-8°C 可儲存 14 天或在 -10°C 到 -20°C 可儲存更久。可使用硼酸保存。</p>
操作組別/ 檢驗諮詢分機	血清免疫組/4316
健保代碼/給付點數/ 自費價格	12191C/400點(自費價格：520元)
生物參考區間 (包含臨危值通報)	<p>正常參考範圍：Negative</p> <p>注意：結果為陽性時，需簡訊通報醫師，並將結果紀錄於血清急件項目記錄本。</p>
臨床意義與用途：	<p>Legionnaires' Disease 由 <i>Legionella pneumophila</i> 造成，特性為急性發燒呼吸道疾病，症狀為輕微發病到致命肺炎。提供臨床醫生做診斷參考或篩檢退伍軍人肺炎病。</p>
備註：(包含是否自行操作、 可否接受委託檢驗、或委外操作)	<p>自行操作，可接受委託</p>