



# 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

## 服務資訊

更新日期：115/03/19

檢驗項目(中文/英文)	中文：凝固時間 英文：Cloting time
醫令代碼	080200000001
檢體類別	Human
採檢容器及檢體量	請病患持檢驗單到檢驗醫學科 2F 門診抽血站檢查。 病房請由護理人員列印條碼到檢驗醫學科 2F 抽血站檢查。
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	指血液完成凝固所需時間。此項檢查係測內在路徑之初步檢驗。血液於整個內在路徑的凝固作用需 5 min，其中大部份的時間均花在第一階段(Stage1)，反應之 thromboplastin 之形成約需 3~5 min，其餘之第二階段(Stage 2)之 Thrombin 形成及第三階段(Stage 3)之 Fibrin 生成合計才佔 2~5 秒，故此項測定較能反映出內在路徑之 Thromboplastin 生成是否異常，而對第二、三 階段之共同路徑是否異常較不敏感。
檢驗操作方法/儀器	IVY Method 手工操作。
可送檢時間	7：00-16：00
報告完成時間	1 小時
檢驗效能/干擾	N/A。
檢體運送及保存方式	N/A。
操作組別/ 檢驗諮詢分機	門診鏡檢組/分機 4308
健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保代碼：08020C 給付點數：40 自費價格：52
生物參考區間 (包含臨危值通報)	3.0 - 5.0 分鐘。
<b>臨床意義與用途：</b> 凝固時間延長於下列幾種情況：2、5、8、9、11、12 等因子缺乏(嚴重肝病)、DIC、低纖維蛋白原血症，Vit K 缺乏(阻塞性黃疸症)、重度血友病(輕度者 CT 正常)、抗凝血劑 Heparin 或 Anti-Vit K 治療。	
<b>備註：(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作)</b> 自行操作。	