



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113.01.31

檢驗項目(中文/英文)	LDL-C
醫令代碼	090440000001、090440000006
檢體類別	Blood
採檢容器及檢體量	黃頭或綠頭試管 2mL
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	遵照例行的流程以靜脈穿刺來收集所有的血液檢體。
檢驗操作方法/儀器	DxC700AU/AU5800
可送檢時間	24 小時
報告完成時間	常規：8 小時 急件：1 小時
檢驗效能/干擾	檢體離心後須確認無 fibrin 以免影響報告結果。
檢體運送及保存方式	檢體運送條件：室溫運送 檢體保存方式：冷藏 2-8°C 4 天
操作組別/ 檢驗諮詢分機	生化組(4301)
健保代碼/給付點數/ 自費價格	09044C/250/325
生物參考區間 (包含臨危值通報)	生物參考區間： ≤ 100 mg/dL
臨床意義與用途： 低密度脂蛋白膽固醇是誘發冠狀動脈心臟病 (CHD)的原因。在1988年，國家膽固醇教育計畫成人治療專家小組 (NCEP-ATP) 提出了對高膽固醇血症患者的診斷與治療建議。這些建議將低密度脂蛋白膽固醇定義為治療的主要目標。這些指導方針在2001年的更新(NCEP-ATP III)中進一步強調了如何更好地識別膽固醇危險和更有效地降低膽固醇。	
備註：本院自行操作,可接受委託檢驗	